

DE UNITS, DE STANDAARD SETS ACCESSOIRES

- B200** - ALSATOM SU-50MB zonder accessoires
B380 - Standaard set accessoires voor SU-50MB als volgt:
 1 STOP/P - pneumatisch voetpedaal, waterdicht, explosievrij
 1 MPE/S - steriliseerbaar elektrodehandvat met 2 mtr snoer
 1 EIP/8 - neutrale elektrodeplaat met 2,5 mtr snoer
 1 FFE - bevestigingsband voor de neutrale elektrode
 1 SEL/VI - set van 6 roestvrijstalen elektroden waaronder:
 1 EL1 - lancetelektrode (mes)
 1 EL4 - dikke naald elektrode
 2 EL5 - dunne naald elektrode
 1 EL7 - knoelektrode, diam. 2mm
 1 EL8 - knoelektrode, diam. 4mm
B381 - Standaard set accessoires voor tandheelkundig gebruik, zonder EIP/8 en SEL/VI, maar met EIP/M (neutrale handelektrode) en SEL/D (set elektroden voor tandheelkundig gebruik)
B250 - ALSATOM SU-80M zonder accessoires
B300 - ALSATOM SU-100M zonder accessoires
B390 - Standaard set accessoires voor SU-80M en SU-100M als B380, echter met neutrale elektrode EIP/9
B391 - dito, voor tandheelkundig gebruik, echter zonder EIP/9 EN SEL/VI, maar met EIP/S en SEL/D

ALGEMENE ACCESSOIRES

Elektrodehandvaten en Neutrale Elektroden

- MPE/S - steriliseerbaar elektrodehandvat met 2 mtr. snoer
 EIP/8 - neutrale elektrodeplaat van roestvrijstaal met 2,5 mtr snoer, geschikt voor ALSATOM SU-50MB
 EIP/9 - dito, voor ALSATOM SU-80M en SU-100M
 NP/GP - neutrale elektrode van flexibel geleidend rubber, geschikt voor SU-80M en SU-100M
 EIP/M - neutrale elektrode, handmodel, voor tandheel kundig gebruik, geschikt voor SU-50MB
 EIP/S - dito, voor ALSATOM SU-80M en SU-100M

Neutrale elektroden zijn ook leverbaar met een extra verbinding voor het aarden van flexibele endoscopen.

Disposable Neutrale Elektroden voor SU-80M en SU-100M

- CMS/E - reusable verbindingssnoer 2,5 mtr.
 EIP/DA - zelfklevende elektroden voor volwassenen (per verpakking van 25 stuks)
 EIP/DP - dito, voor kinderen

In aanvulling op de elektroden uit de standaard set accessoires zijn ook leverbaar:

Korte Elektroden (70mm)

- EL12 - luselektrode diam. 5mm
 EL13 - dito, 10mm
 EL14 - diamandvormige luselektrode, 5x10mm
 EL15 - dito, 10x10mm

Lange Elektroden (120mm)

- EL18 - lancetelektrode (mes)
 EL19 - rechte naaldelektrode
 EL20 - dunne naaldelektrode
 EL21 - luselektrode diam. 5mm
 EL24 - luselektrode diam. 10mm
 EL25 - luselektrode diam. 15mm
 EL27 - knoelektrode dikte 2mm
 EL30 - knoelektrode dikte 4mm
 EL40 - Lletz luselektrode - rond 10x7mm
 EL41 - dito - rond 10x10mm
 EL45 - dito - rond 15x8mm
 EL46 - dito - rond 15x10mm
 EL48 - dito - rond 20x8mm
 EL49 - dito - rond 20x10mm
 EL50 - dito - rond 20x15mm
 EL51 - dito - rond 20x20mm
 EL60 - dito - rechthoekig 10x5mm
 EL61 - dito - rechthoekig 10x8mm
 EL62 - dito - rechthoekig 10x10mm

Voor diverse aansluitingen (endoscoop etc.)

- RD/70 - Adaptor voor stekers van 2 naar 8mm

Handvaten en naalden voor micro-chirurgie


- MLD - steriliseerbaar naaldenhandvat met snoer
 MID - naaldhouder voor gebruik met de MPE/S
 AID - epilatiennaald 0,10mm, geïsoleerd
 SAD - set van 10 naalden dikte 0,10mm, niet geïsoleerd, voor epileren en fijne incisies
 SAD/1 - dito 0,15mm, voor verwijding van bloedcapillairen, gezichtsepilatie en fijne incisies
 SAD/2 - dito 0,20mm, voor lichaamsepilatie, verwijding van bloedcapillairen in de ledematen, peeling en fijne incisies
 SAD/3 - dito 0,40mm, voor micro-coagulatie en fijne incisies

Snoer en Geïsoleerde Pincetten voor Bi-coagulatie:

- CPB - steriliseerbaar bipolair snoer voor koagulatiepincetten, lengte 3 mtr.
 PBC/R - pincet lengte 19,5cm, tip 2mm recht
 PBC/C - dito tip 2mm gebogen
 PMC/R - dito tip 1mm recht
 PMC/C - dito tip 1mm gebogen
 PMC/RS - dito lengte 16cm, tip 0,5mm recht
 PMC/CS - dito tip 0,5mm gebogen

Trolley en Wandhouders:

- H10 - trolley met twee bladen en zwenkwielletjes (41cm breed, 36cm diep, 75cm hoog)
 W1 - draaibare wandhouder, wit, 1-delig
 W2 - dito 2-delig



AMSTEL MEDICAL
 MEDISCHE INSTRUMENTEN
 Schweizerlaan 82
 1187 JD Amstelveen
 TELEFOON 020-6470379